

PRORE4ACT : Protocole de Rééducation polyvalent de 4 Activités Chronométrées avec Traçabilité

Simple et efficace : pour chaque exercice, un seul paramètre (appelé paramètre de contrôle) à enregistrer : la durée.
La quantité de pratique améliore la qualité gestuelle par auto-organisation des mouvements.

PRENOM :		NOM DU PATIENT :			
DATES		Temps pour effectuer la tâche 1 en minutes	Temps pour effectuer la tâche 2 en minutes	Temps pour effectuer la tâche 3 en minutes	Temps pour effectuer la tâche 4 en minutes
		1			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Décrire brièvement ci-dessous les conditions de pratique de la tâche n°1 (quantifiée en minutes) :

Décrire brièvement ci-dessous les conditions de pratique de la tâche n° 2 (quantifiée en minutes) :

Décrire brièvement ci-dessous les conditions de pratique de la tâche n° 3 (quantifiée en minutes) :

Décrire brièvement ci-dessous les conditions de pratique de la tâche n°4 (quantifiée en minutes) :